

图 5-1 精馏实验装置流程图

V5—泵回路循环阀; V7—塔釜直接进料阀; V8—高位槽进料阀; V6—原料取样; V16—塔釜取样阀; V4,V17,V23—分别为塔顶产品储罐、塔釜、塔底产品储罐液体排空阀; V19—电磁阀; V25—塔顶产品取样阀; V15,V21,V26—分别为塔釜、塔釜产品罐、塔顶产品罐放空阀; L2—塔釜磁翻转液位计。

## 表 1 精馏实验装置主要设备、型号及结构参数

_					
序号	分 位号	名 称	规格、型号		
1		触摸屏	阿普奇		
2		筛板精馏塔	11 块塔板、塔内径 d=50 mm、板间距 120 mm		
3		原料罐	φ300 mm×高 400 mm		
4		高位槽	长 200 mm×宽 100 mm×高 200 mm		
5		玻璃回流罐	φ60×2 mm、高 100 mm		
6		玻璃塔顶产品采出罐	φ150×5 mm、高 260 mm		
7		玻璃塔釜残液罐	φ150×5 mm、高 260 mm		
8		玻璃观测罐	φ60×2 mm、高 100 mm		
9		进料泵	不锈钢离心泵		
10		玻璃进料预热器	φ80 mm、长 100 mm、电加热最大功率 250 W		
11		塔顶冷凝器	φ89 mm、长 600 mm		
12		塔釜冷却器	φ76 mm、长 200 mm		
13		再沸器	φ140 mm、高 400 mm、电加热最大功率 2.5 kW		
14	T1	塔顶温度	PT100、温度传感器、远传显示		
15	T2	第 3 块板温度	PT100、温度传感器、远传显示		

T2	第 3 块板温度	PT100、温度传感器、远传显示
Т3	第 4 块板温度	PT100、温度传感器、远传显示
T4	第 5 块板温度	PT100、温度传感器、远传显示
T5	第6块板温度	PT100、温度传感器、远传显示
Т6	第7块板温度	PT100、温度传感器、远传显示
T7	第8块板温度	PT100、温度传感器、远传显示
Т8	塔釜汽相温度	PT100、温度传感器、远传显示
Т9	塔釜液相温度	PT100、温度传感器、远传显示
T10	回流液温度	PT100、温度传感器、远传显示
T11	进料预热器温度	PT100、温度传感器、远传显示和控制
	电能传感器 (电表) 带表	0-5 kW
	T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10	T3     第 4 块板温度       T4     第 5 块板温度       T5     第 6 块板温度       T6     第 7 块板温度       T7     第 8 块板温度       T8     塔釜汽相温度       T9     塔釜液相温度       T10     回流液温度       T11     进料预热器温度

26		水表传感器及显示	AI-501FS	
27		进料温度 T11 测量、控制仪表	AI519 数显控制仪表	
28	P1	塔釜压力	0-6 kPa	
29	L1	原料罐液位	玻璃管液位计	
30	L2	塔顶产品采出罐液位	玻璃管液位计	
31	L3	塔釜残液罐液位	玻璃管液位计	
32	L4	再沸器液位	<b>磁翻转液位计量</b> : 0-580 mm、远传显示和控制	
33	L5	回流罐液位	AI-501FV24S	
34	F1	进料流量	LZB-4(1-10)	
35	F2	冷却水流量	LZB-10(16-160	
36	F3	釜残液出料流量	LZB-4(1-10)	
37		回流泵	MG204XK/AC380(180 W、50-800 mL/min、5bar、 转速 2800 rpm)	
38		采出泵		

## 全回流下的单板效率及全塔效率测定

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
塔顶回流液组成Xd	0.93748
釜液组成Xw	0.159938
进入第n块板的液体组成Xn-1	0.154776
离开第n块板的液体组成Xn	0.134023
与yn(yn=Xn-1)成相平衡的液体组成xn*	0.080759
理论塔板数N	6
全塔效率E	0.545455
单板效率Eml	0.280392

理论塔板数

